

senza grassi

avanzato veloce efficace garantito

NATUR PRESS IR

con Infrarossi ed Elettrostimolatore



PER USO ESTETICO

Favorisce il sistema circolatorio, venoso e linfatico
Con il sistema infrarossi favorisce la riduzione della cellulite
Riduce i gonfiori ed allevia i dolori
Tonifica e Rimodella la silhouette

SM
naturbeauty®
INNOVAZIONE ESTETICA

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE TECNOLOGIE PER ESTETICA E BENESSERE
Via Nicolino di Galasso n.21 - Galazzano 47899 RSM Tel/fax 0549 970937

info@naturbeautysm.eu www.naturbeauty.eu



La pressoterapia o presso massaggio estetico con infrarossi ed elettrostimolazione si basa sulla pressione esterna esercitata da un dispositivo che si posiziona su arti, addome e fianchi, al fine di migliorare la funzionalità della circolazione venoso-linfatica, soprattutto negli arti inferiori. Svolge un'attività drenante, di conseguenza disintossica e riduce eventuali stasi edematose su caviglie e ginocchia.

Migliorando la circolazione sanguigna, incrementa l'apporto di ossigeno sui tessuti necessario per un rinnovamento cellulare, inoltre generando un piacevole calore, rilassa i muscoli e la mente.

PROGRAMMA A - Massaggio leggero per riscaldamento

PROGRAMMA B - Massaggio profondo e intensivo

PROGRAMMA C - Massaggio molto profondo e molto intensivo

PROGRAMMA D - Massaggio Relax

Gli Infrarossi agiscono riscaldando quelle zone dove si accumula più facilmente il grasso e la cellulite, favorendone il riassorbimento e rendendo la cute più levigata laddove è presente la classica "buccia d'arancia". L'elettrostimolazione aumenta la tonicità muscolare e l'elasticità cutanea, migliora il metabolismo e favorisce il riassorbimento dei grassi in eccesso.

La sinergia di questi 3 trattamenti consente di ottenere eccellenti risultati con una sola apparecchiatura.

VESCICHE GONFIABILI	20
FORZA DI PRESSIONE	0.4 kg per cm quadrato
INFRAROSSI	7 zone
EMS	Si (ElettroStimolazione)
TEMPERATURA IR	0-65 DC
POTENZA	350 Watt
DISPLAY	7 pollici
PESO	15kg
MISURE	41 x 38 x 23 cm